

Anticuerpo Policlonal Anti-Ugt3A2 Para Wb, Elisa - Q3Sy77

Número de artículo: CM0030780

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGT3A2 humano, una UDP-glucuronosiltransferasa implicada en el metabolismo de xenobióticos. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. UniProt: Q3SY77.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	UGT3A2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	UGT3A2
Especie	Humano
ID de Gen	167127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-300 de UGT3A2 humano (NP_777574.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3SY77
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo