

Anticuerpo Policlonal Anti-Uhrf1 Para Wb Y Elisa - Q96T88

Número de artículo: CM0030537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UHRF1 humano (ICBP90/Np95), validado para western blot y ELISA. Ideal para investigación de epigenética, incluyendo metilación del ADN, modificaciones de histonas y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] UHRF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29128
GeneID	29128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 672-793 de UHRF1 humano (NP_037414.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo