

Anticuerpo Policlonal Anti-Uhrf1 Para Wb, Elisa - Q96T88

Número de artículo: CM0022604



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UHRF1 de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA, que reconoce dianas humanas y de ratón. Esencial para la investigación de la metilación del ADN y la modificación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-UHRF1
Observaciones/alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
Especie	Humana
ID del gen	29128 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de UHRF1 humano (NP_001041666.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q96T88
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo