

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uhrf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T88

Número de artículo: CM0011823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UHRF1 humano (SWISS Q96T88). Reacciona con humano, ratón, rata. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Regulador epigenético clave en la herencia de la metilación del ADN y la modificación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] UHRF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29128
ID de Gen	29128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del UHRF1 humano (NP_001276981.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo