

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uhrf2 Para Wb Y Elisa - Q7Tmi3

Número de artículo: CM0023127

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UHRF2 de ratón, validado para Western blot y ELISA. Detecta UHRF2 humano, de ratón y de rata, una ligasa E3 de ubiquitina clave en la metilación del ADN y la regulación del ciclo celular. Ideal para investigación en epigenética y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Uhrf2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	115426
GeneID	109113
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 76-359 de Uhrf2 de ratón (NP_659122.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7TMI3
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo