

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uimc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96RI1

Número de artículo: CM0028450



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UIMC1 humano (RAP80), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno: N-terminal 1-150 aa. Adecuado para la investigación de daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UIMC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51720
GeneID	51720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de UIMC1 humano (NP_057374.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RL1
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo