

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ulbp1 Para Wb, Elisa - Q9Bzm6

Número de artículo: CM0007376

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ULBP1 para WB y ELISA. Se dirige a ULBP1 humano, un ligando de NKG2D que activa la citotoxicidad de las células asesinas naturales. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para la investigación de vigilancia inmune y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ULBP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alíase	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80329
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del ULBP1 humano (NP_079494.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZM6
Peso Proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo