

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ULbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzm6

Número de artículo: CM0016731

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ULBP1 humano (ligando 1 de NKG2D). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de vigilancia inmunológica y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ULBP1 Rabbit pAb
Notas / Alias	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Especie	Humano
ID del gen	80329 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 26-216 de ULBP1 humano (NP_079494.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZM6
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo