

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ulbp2 Para Wb Y Elisa - Q9Bzm5

Número de artículo: CM0007019



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ULBP2 humano (ligando de NKG2D), validado para Western blot y ELISA. Reacciona específicamente con ULBP2 humano, una proteína anclada por GPI de 27 kDa que activa la citotoxicidad de las células NK. Ideal para investigación en cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ULBP2 de conejo
Observaciones/Alias	ULBP2; ALCAN-alfa; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; Ligando 2 de NKG2D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80328
GeneID	80328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-217 de ULBP2 humano (NP_079493.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BZM5
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo