

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ulk1 (Fosfo S555) Para Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Número de artículo: CM0001264



Introducción

El mAb de conejo Phospho-ULK1-S555 detecta específicamente la ULK1 fosforilada en Ser555. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de autofagia y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Phospho-ULK1-S555
Observaciones/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S555 de la ULK1 humana (NP_003556.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75385
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo