

Anticuerpo Policlonal Anti-Ulk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Número de artículo: CM0028314



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ULK1 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce la quinasa de autofagia ULK1 de 113kDa. Adecuado para investigación en autofagia. UniProt O75385.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	ULK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Immunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de ULK1 humano (NP_003556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75385
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo