

Anticuerpo Policlonal Anti-ULK1/ULK2 Para Wb, Elisa - O75385 / Q8Iyt8

Número de artículo: CM0024642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ULK1 y ULK2 humanas (O75385/Q8IYT8). Ideal para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA en investigación de autofagia y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ULK1/ULK2 Rabbit pAb
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8408/9706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de ULK1/ULK2 humana (NP_003556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75385/Q8IYT8
Envío	Bolsa de hielo