

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ULK4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96C45

Número de artículo: CM0025289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la pseudocinasa ULK4 humana, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta ULK4 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación en neurociencia y señalización hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ULK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAM7C1; REC01035; ULK4
Especie	Humano
GeneID (humano)	54986
GeneID	54986
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de la ULK4 humana (NP_060356.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96C45
Peso proteico	142 kDa
Envío	Bolsa de hielo