

Anticuerpo Policlonal Anti-Umps Para Wb, Elisa - P11172

Número de artículo: CM0025259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Umps humana (OPRT/ODC). Validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Detecta una banda de 52 kDa. Ideal para investigación de biosíntesis de pirimidinas y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UMPS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OPRT; Umps
Especie	Humano
GeneID (humano)	7372
GeneID	7372
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-480 de la Umps humana (NP_000364.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11172
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo