

Anticuerpo Policlonal Anti-Umps Para Wb, If/Icc, Elisa - P11172

Número de artículo: CM0017564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UMPS humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de pirimidinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UMPS Conejo pAb
Observaciones/Alias	OPRT; UMPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7372
GeneID	7372
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-260 de UMPS humano (NP_000364.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11172
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo