

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Unc13B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14795

Número de artículo: CM0021865

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UNC13B de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con UNC13B humano y de ratón, una proteína de cebado de vesículas sinápticas implicada en la exocitosis. Adecuado para investigaciones en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UNC13B Conejo pAb
Observaciones/Alias	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 del UNC13B humano (NP_006368.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14795
Peso Proteico	181kDa
Envío	Bolsa de hielo