

Anticuerpo Policlonal Anti-Unc13D Para Wb, Elisa - Q70J99

Número de artículo: CM0014693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la UNC13D humana (Munc13-4) para WB y ELISA, con reacción cruzada con ratón. Validado para investigación en exocitosis de gránulos citotóxicos y función de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UNC13D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	201294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 891-1090 de la UNC13D humana (NP_954712.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q70J99
Peso Molecular	123kDa
Envío	Bolsa de hielo