

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Unc50 Para Wb Y Elisa - Q53Hi1

Número de artículo: CM0020441

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UNC50 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. UNC50 participa en la expresión de receptores nicotínicos neuronales y en la unión al ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UNC50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
Especie	Humano
GenelD (humano)	25972
GenelD	25972
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q53HI1
Peso molecular de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo