

Anticuerpo Policlonal Anti-Unc5B Para Wb, Elisa - Q8Izj1

Número de artículo: CM0018316

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo UNC5B validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del receptor de netrina en guía axonal, angiogénesis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UNC5B Conejo pAb
Observaciones/Alias	UNC5H2; p53RDL1; UNC5B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	219699
GenelD	219699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-377 de UNC5B humano (NP_734465.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZJ1
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo