

Anticuerpo Policlonal Anti-Unc93B1 Para Wb, Elisa - Q9H1C4

Número de artículo: CM0019945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-UNC93B1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación en inmunidad innata y señalización de TLR. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Ideal para laboratorios de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UNC93B1 pAb de Conejo
Observaciones / Alias	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	81622
ID de Gen	81622
Immunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de UNC93B1 humano (NP_112192.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1C4
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo