

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upb1 Para Wb, Elisa - Q9Ubr1

Número de artículo: CM0021710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UPB1 humana (beta-ureidopropionasa), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la degradación de pirimidinas y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UPB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BUP-1; UPB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51733
GeneID	51733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la UPB1 humana (NP_057411.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBR1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo