

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Upf1/Rent1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92900

Número de artículo: CM0011449



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra UPF1/RNT1 humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para estudios de degradación del ARNm mediada por nonsense y de ARN helicinas. Peso molecular: 124 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo UPF1/RNT1
Observaciones/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RNT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RNT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5976
ID del Gen	5976
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de UPF1/RNT1 humano (Q92900)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92900
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo