


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Número de artículo: CM0030644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UPF2, regulador clave de la degradación de ARNm mediada por sin sentido. Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación sobre NMD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPF2 Rabbit pAb
Notas / Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	26019
ID del gen	26019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1153-1272 de la UPF2 humana (NP_542166.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HAU5
Peso de la proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo