


Anticuerpo Policlonal De Anti-Upf2 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Número de artículo: CM0014498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra UPF2 humano (Q9HAU5), validado en WB, IHC-P, IP y ELISA. Ideal para la investigación de la degradación del ARNm mediada por codones de terminación prematuros (NMD). Reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UPF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26019
GeneID	26019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1153-1272 del UPF2 humano (NP_542166.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9HAU5
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo