


Anticuerpo Policlonal Anti-Upf3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1J1

Número de artículo: CM0017955



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UPF3A humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 55 kDa; ideal para la investigación de la degradación del ARNm mediada por codones de terminación prematuros y el transporte de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPF3A Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	65110
GeneID	65110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 327-476 de UPF3A humano (NP_075387.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H1J1
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo