

Anticuerpo Policlonal Anti-Upk1B Para Western Blot Y Elisa - 075841

Número de artículo: CM0026963

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UPK1B validado para Western blot y ELISA. Reconoce uroplakina-1b humana y de ratón (UPIB/TSPAN20), es adecuado para investigación de epitelio vesical y estudios de placa urotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra UPK1B
Abreviaciones/Alias	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7348
GeneID	7348
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-230 de UPK1B humano (NP_008883.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075841
Peso Molecular	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo