

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upk2 Para Wb, Elisa - 000526

Número de artículo: CM0015412

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la uroplaquina-2 humana (UPK2), validado para WB y ELISA. El inmunógeno de proteína recombinante (aa 85-155) garantiza una detección específica. Ideal para la investigación de la membrana unitaria asimétrica urotelial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | UPK2 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | UP2; UPII; UPK2                                                                                                                     |
| Especie             | Humana                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 7379                                                                                                                                |
| GeneID              | 7379                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-155 de la UPK2 humana (NP_006751.1) |
| Origen              | conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                              |
| SWISS               | O00526                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 19 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |