

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upk3B Para Wb, Elisa - Q9BT76

Número de artículo: CM0020896

Introducción

UPK3B pAb de conejo es un anticuerpo policlonal producido en conejo, validado para WB y ELISA en muestras humanas, dirigido contra la uroplaquina-3b (Q9BT76). Ideal para la investigación de la membrana unitaria asimétrica (AUM) y la diferenciación urotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPK3B pAb de conejo
Observaciones/alias	P35; UP3B; UPIIIB; UPK3B
Especie	Humana
GeneID (humano)	105375355
GeneID	105375355
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-200 de la UPK3B humana (NP_085047.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BT76
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo