

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Upp1 Para Wb, Elisa - Q16831

Número de artículo: CM0002004



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-UPP1 para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Se dirige a la uridina fosforilasa 1, una enzima clave en el metabolismo de las pirimidinas, ideal para la investigación del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7378
ID de gen	7378
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la UPP1 humana (Q16831).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16831
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo