

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Upp1 Para Wb Y Elisa - Q16831

Número de artículo: CM0015534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la uridina fosforilasa 1 humana (UPP1). Adecuado para Western blot y ELISA; detecta una proteína de 34 kDa implicada en el metabolismo de las pirimidinas y la síntesis de nucleótidos. Ideal para la investigación del cáncer y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UPP1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7378
ID del gen	7378
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 89-173 de UPP1 humana (NP_001274357.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16831
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo