

Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brt2

Número de artículo: CM0027353

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UQCC2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UQCC2 humano, de ratón y de rata; involucrado en el ensamblaje del complejo III mitocondrial y la función de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84300
ID del Gen	84300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 14-126 de UQCC2 humano (NP_115716.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRT2
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo