


Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcr10 Para Wb Y Elisa - Q9Udw1

Número de artículo: CM0029781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la UQCR10 humana (subunidad 9 del complejo Citocromo b-c1), ideal para Western blot y ELISA. Detecta muestras humanas, de ratón y de rata. Proteína de ~7 kDa de la membrana interna mitocondrial del Complejo III.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCR10 Rabbit pAb
Notas/Alias	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29796
GeneID	29796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de la UQCR10 humana (NP_037519.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UDW1
Peso Molecular	7kDa
Envío	Bolsa de hielo