


Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcr10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Número de artículo: CM0016399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UQCR10 humano (subunidad 9 del Complejo III). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la cadena de transporte de electrones mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCR10 Rabbit pAb
Notas/Alias	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29796
GeneID	29796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de UQCR10 humano (NP_037519.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UDW1
Peso Molecular de la Proteína	7kDa
Envío	Bolsa de hielo