


Anticuerpo Monoclonal Anti-Uqcrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31930

Número de artículo: CM0004850



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido contra UQCRC1 (subunidad 1 del Complejo III), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre respiración mitocondrial y enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] UQCRC1 Rabbit mAb
Notas / Alias	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7384
ID del gen	7384
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31930
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo