


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uqcrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Número de artículo: CM0026513



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UQCRC1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación mitocondrial y estudios del complejo III.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCRC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	QCR1; PKNPY; UQCRC1; D3S3191; UQCRC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7384
GeneID	7384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 156-480 del UQCRC1 humano (NP_003356.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31930
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo