


Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcrc2 (Conejo) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

Número de artículo: CM0030736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra UQCRC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo mitocondrial III y la cadena de transporte de electrones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UQCRC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7385
GeneID	7385
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 224-453 de UQCRC2 humano (NP_003357.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22695
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo