


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uqcrfs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Número de artículo: CM0005813



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra UQCRC1 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Adecuado para el estudio del complejo mitocondrial III y la cadena de transporte de electrones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UQCRC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCRC5; MC3DN10; UQCRC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7386
GeneID	7386
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 175-274 de UQCRC1 humana (P47985).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47985
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo