


Anticuerpo Policlonico Anti-Uqcrfs1 (Proteína Rieske Hierro-Azufre) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Número de artículo: CM0030976



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UQCRFS1 humano (proteína Rieske hierro-azufre), una subunidad del Complejo III mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; reactivo con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCRFS1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7386
GeneID	7386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-274 de UQCRFS1 humano (NP_005994.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47985
Peso Molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo