


Anticuerpo Policlonal Anti-Uqcrq Para Wb, Elisa - O14949

Número de artículo: CM0025111



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UQCRCQ de alta calidad para Western blot y ELISA, que reconoce muestras humanas y de ratón. Se dirige a la subunidad 8 del complejo III, esencial para el transporte de electrones mitocondrial y la fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UQCRCQ Conejo pAb
Observaciones/Alias	QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4; UQCRCQ
Especie	Humano
ID del Gen	27089
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-82 de UQCRCQ humano (NP_055217.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14949
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo