


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uridina-Citidina Quinasa 2 Para Wb, Elisa - Q9Bzx2

Número de artículo: CM0013392



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UCK2 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con la UCK2 de ratón. La UCK2 es una uridina-citidina quinasa implicada en las vías de recuperación de nucleósidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo anti-UCK2
Observaciones/Alias	UK; UMPK; TSA903; UCK2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7371
ID del Gen	7371
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de la UCK2 humana (NP_036606.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZX2
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo