

Anticuerpo Policlonal Anti-Urm1 Para Wb, Elisa - Q9Btm9

Número de artículo: CM0016127

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra URM1 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de tiolación de tRNA y modificaciones similares a la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	URM1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	C9orf74; URM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	81605
GeneID	81605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de URM1 humano (NP_001252511.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9BTM9
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo