


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Urocortin-2 (Ucn2) Para Wb Y Elisa - Q96Rp3

Número de artículo: CM0029950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra UCN2 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. PM predicho 12 kDa. Ideal para la investigación de la respuesta al estrés, cardiovascular y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UR; SRP; URP; UCN1; UCN-II; UCN2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	90226
ID de Gen	90226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-112 de UCN2 humano (NP_149976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RP3
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo