

Anticuerpo Policlonal Anti-Urod Para Wb, Elisa - P06132

Número de artículo: CM0025455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UROD humano (uroporfinógeno decarboxilasa), aplicable en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la biosíntesis de hemo y porfiria. 41 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UROD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCT, UPD, UROD
Especie	Humano
GeneID	7389
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-367 del UROD humano (NP_000365.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06132
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo