

Anticuerpo Policlonal Anti-Uroplakina Iii/Upk3A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Número de artículo: CM0028591

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Uroplakina III (UPK3A), adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta UPK3A de ratón, humano y rata. Ideal para la investigación en biología urotelial y enfermedades de la vejiga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Uroplakina III/UPK3A Conejo pAb
Observaciones/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	7380
ID del Gen	22270
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 188-287 de la Uroplakina III/UPK3A de ratón (NP_075967.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9JKX8
Peso Molecular de la Proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo