

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usf1 Para Wb Y Elisa - P22415

Número de artículo: CM0002018



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra USF1 (Factor estimulador aguas arriba 1), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con USF1 humano y de ratón. Ideal para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7391
GeneID	7391
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del USF1 humano (P22415)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P22415
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo