

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usf1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22415

Número de artículo: CM0006957



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra USF1 humano (SWISS P22415). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la transcripción y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KD] mAb de conejo anti-USF1
Observaciones/Alias	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; [Validado mediante KD] USF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7391
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de USF1 humano. (NP_009053.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P22415
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo