


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Usf2 Para Wb, Elisa - Q15853

Número de artículo: CM0026647



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra USF2 humano (FIP/bHLHb12) validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de factores de transcripción y estudios de unión a caja E.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra USF2
Observaciones/Alias	FIP; bHLHb12; USF2
Especie	Humano
GenelD (humano)	7392
GenelD	7392
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15853
Peso de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo