

Anticuerpo Monoclonal Anti-Usol De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Número de artículo: CM0003079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra USO1/p115 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta USO1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Peso proteico aproximado de 108 kDa. Ideal para investigación en transporte del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USO1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8615
ID del gen	8615
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de USO1 humano (O60763).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60763
Peso proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo