

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Usol Para Wb, If/Icc, Elisa - O60763

Número de artículo: CM0021438



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra USO1 (TAP/VDP/P115), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humanos y ratas. Ideal para estudios de transporte de vesículas del Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USO1 Rabbit pAb
Notas/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 663-962 de la USO1 humana (NP_003706.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60763
Peso de la Proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo