

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usol Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Número de artículo: CM0027748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra USO1 humano (p115/VDP/TAP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar el transporte vesicular ER-Golgi y el mantenimiento de la pila de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAP; VDP; P115; USO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8615
GeneID	8615
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 de USO1 humano (O60763).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60763
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo